

การจัดการข้อมูลที่ง่ายดาย ซอฟต์แวร์ EasyDirect™ Balance



รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

รวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่งมากถึง 10 เครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ USB-C, RS232 ลดข้อผิดพลาดในการจัดบันทึกด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย



การจัดการผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบผลลัพธ์และกรองตามวันที่ เครื่องมือผู้ใช้งาน หรือตัวอย่างได้โดยง่าย แสดงผลลัพธ์ด้วยแผนภูมิเพื่อประเมินช่วงเป้าหมายและช่วงระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ รวมถึงจัดทำสถิติเพื่อให้วิเคราะห์แนวโน้มและการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การทำรายงานและส่งออกที่ง่ายดาย

สร้างรายงานผลการชั่งน้ำหนักที่เรียบง่ายและชัดเจน ส่งออกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในหลากหลายรูปแบบ (XML, CSV, XLSX หรือ PDF) หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย



ภาพรวมของเครื่องมืออย่างง่าย

เมื่อระบุข้อมูลการปรับ การทดสอบ และสถานะการซ่อมบำรุงแล้ว EasyDirect Balance จะแสดงภาพรวมในการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ของเครื่องมือทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่ออยู่



การจัดการข้อมูลการชั่งน้ำหนัก กลายเป็นเรื่องง่าย

เชื่อมต่อเครื่องชั่งของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์ EasyDirect Balance สำหรับคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงการจัดการข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น การติดตั้งและการตั้งค่าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งการใช้งานก็เรียบง่ายไม่ซับซ้อนอีกด้วย

การจัดการข้อมูลที่ง่ายดายจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในงานชั่งน้ำหนักของคุณให้ดียิ่งขึ้น EasyDirect Balance จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การสร้างรายงาน การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิควบคุม การจัดทำสถิติ และการมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับ สถานะของเครื่องชั่งของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 45 วันที่นี่:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องมือที่รองรับ	MS-TS, ML-T ¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
การเชื่อมต่อ	อีเทอร์เน็ต, RS232	RS232, USB-C
การรวบรวมข้อมูล		
ข้อมูลเครื่องชั่ง		
ข้อมูลเครื่องชั่งพื้นฐาน	•	•
ระดับ การปรับ การทดสอบ และสถานะการซ่อมบำรุง	•	
การใช้งานเครื่องชั่ง	•	
ข้อมูลการชั่งน้ำหนัก		
การใช้งานที่รองรับ	การชั่งน้ำหนัก การนับ การชั่งน้ำหนักแบบเปอร์เซ็นต์ การชั่งน้ำหนักแบบแพ็คเกจ	•
	การตรวจสอบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก การควบคุมการผสมสูตร การรวมยอด การชั่งน้ำหนักย้อนกลับ การชั่งน้ำหนักเชิงผลต่าง ความหนาแน่น	•
น้ำหนัก, หน่วย, วันที่/เวลา, ตัวอย่าง และ ID งาน	•	•
เป้าหมายและระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้	•	
ชื่อผู้ใช้	•	
ผลลัพธ์และพารามิเตอร์แบบเฉพาะการใช้งาน	•	
จำนวนเครื่องมือสูงสุด	เครื่องชั่งสูงสุด 10 เครื่อง	
รูปแบบรายงาน	XML, CSV, XLSX, PDF	
ฐานข้อมูล	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
ข้อกำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์	ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 และ 11	
การป้องกัน	การป้องกันรหัสผ่านของการตั้งค่าและผลลัพธ์	
ภาษา	อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี รัสเซีย โปแลนด์ เช็ก ฮังการี ดัตช์ โปรตุเกส ตุรกี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี	
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์	30539323 EasyDirect Balance (ใบอนุญาตสำหรับเครื่องมือสูงสุด 3 เครื่อง) 30540473 EasyDirect Balance (ใบอนุญาตสำหรับเครื่องมือสูงสุด 10 เครื่อง)	

¹⁾ ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบมีให้ใช้งานผ่านอีเทอร์เน็ตเท่านั้น



กลุ่มบริษัท **METTLER TOLEDO**
แผนกการชั่งน้ำหนักในห้องปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานในพื้นที่: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง
© 03/2024 METTLER TOLEDO. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ
30610032B
Group MarCom RITM1159092 MB/JK/NM